

ARGEN WACHSUMRECHNUNGSTABELLE

LEGIERUNGSBEZEICHNUNG	DICHTE in g/cm ³	WACHSGEWICHT EINSCHLIESSLICH GUSSKANÄLEN in g																								
		0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0
AUFBRENNLEGIERUNGEN HOCHGOLDHÄLTIG																										
GOLDTECH BIO 2000	19,2	3,8	7,7	11,5	15,4	19,2	23,0	26,9	30,7	34,6	38,4	42,2	46,1	49,9	53,8	57,6	61,4	65,3	69,1	73,0	76,8	80,6	84,5	88,3	92,2	96,0
ARGEDENT BIO 89 PF	18,9	3,8	7,6	11,3	15,1	18,9	22,7	26,5	30,2	34,0	37,8	41,6	45,4	49,1	52,9	56,7	60,5	64,3	68,0	71,8	75,6	79,4	83,2	86,9	90,7	94,5
ARGEDENT BIO 87 PF	18,6	3,7	7,4	11,2	14,9	18,6	22,3	26,0	29,8	33,5	37,2	40,9	44,6	48,4	52,1	55,8	59,5	63,2	67,0	70,7	74,4	78,1	81,8	85,6	89,3	93,0
ARGEDENT BIO YELLOW PF	18,6	3,7	7,4	11,2	14,9	18,6	22,3	26,0	29,8	33,5	37,2	40,9	44,6	48,4	52,1	55,8	59,5	63,2	67,0	70,7	74,4	78,1	81,8	85,6	89,3	93,0
ARGEDENT BIO 86 PF	19,0	3,8	7,6	11,4	15,2	19,0	22,8	26,6	30,4	34,2	38,0	41,8	45,6	49,4	53,2	57,0	60,8	64,6	68,4	72,2	76,0	79,8	83,6	87,4	91,2	95,0
ARGEDENT YELLOW 2	18,3	3,7	7,3	11,0	14,6	18,3	22,0	25,6	29,3	32,9	36,6	40,3	43,9	47,6	51,2	54,9	58,6	62,2	65,9	69,5	73,2	76,9	80,5	84,2	87,8	91,5
ARGEDENT BIO SMILE	19,0	3,8	7,6	11,4	15,2	19,0	22,8	26,6	30,4	34,2	38,0	41,8	45,6	49,4	53,2	57,0	60,8	64,6	68,4	72,2	76,0	79,8	83,6	87,4	91,2	95,0
ARGEDENT I	17,6	3,5	7,0	10,6	14,1	17,6	21,1	24,6	28,2	31,7	35,2	38,7	42,2	45,8	49,3	52,8	56,3	59,8	63,4	66,9	70,4	73,9	77,4	81,0	84,5	88,0
ARGEDENT BIO 78 PF	19,1	3,8	7,6	11,5	15,3	19,1	22,9	26,7	30,6	34,4	38,2	42,0	45,8	49,7	53,5	57,3	61,1	64,9	68,8	72,6	76,4	80,2	84,0	87,9	91,7	95,5
ARGEDENT K	18,5	3,7	7,4	11,1	14,8	18,5	22,2	25,9	29,6	33,3	37,0	40,7	44,4	48,1	51,8	55,5	59,2	62,9	66,6	70,3	74,0	77,7	81,4	85,1	88,8	92,5
ARGEDENT 3	17,6	3,5	7,0	10,6	14,1	17,6	21,1	24,6	28,2	31,7	35,2	38,7	42,2	45,8	49,3	52,8	56,3	59,8	63,4	66,9	70,4	73,9	77,4	81,0	84,5	88,0
ARGEDENT 76 SF	16,0	3,2	6,4	9,6	12,8	16,0	19,2	22,4	25,6	28,8	32,0	35,2	38,4	41,6	44,8	48,0	51,2	54,4	57,6	60,8	64,0	67,2	70,4	73,6	76,8	80,0
ARGEDENT BIO 720 PF	17,0	3,4	6,8	10,2	13,6	17,0	20,4	23,8	27,2	30,6	34,0	37,4	40,8	44,2	47,6	51,0	54,4	57,8	61,2	64,6	68,0	71,4	74,8	78,2	81,6	85,0
MULTIINDIKATIVE LEGIERUNGEN																										
ARGISTAR BIO 75 PF	16,7	3,3	6,7	10,0	13,4	16,7	20,0	23,4	26,7	30,1	33,4	36,7	40,1	43,4	46,8	50,1	53,4	56,8	60,1	63,5	66,8	70,1	73,5	76,8	80,2	83,5
ARGISTAR SUN	15,7	3,1	6,3	9,4	12,6	15,7	18,8	22,0	25,1	28,3	31,4	34,5	37,7	40,8	44,0	47,1	50,2	53,4	56,5	59,7	62,8	65,9	69,1	72,2	75,4	78,5
ARGISTAR BIO 738	16,8	3,4	6,7	10,1	13,4	16,8	20,2	23,5	26,9	30,2	33,6	37,0	40,3	43,7	47,0	50,4	53,8	57,1	60,5	63,8	67,2	70,6	73,9	77,3	80,6	84,0
ARGINORM	16,7	3,3	6,7	10,0	13,4	16,7	20,0	23,4	26,7	30,1	33,4	36,7	40,1	43,4	46,8	50,1	53,4	56,8	60,1	63,5	66,8	70,1	73,5	76,8	80,2	83,5
ARGISTAR 73	15,7	3,1	6,3	9,4	12,6	15,7	18,8	22,0	25,1	28,3	31,4	34,5	37,7	40,8	44,0	47,1	50,2	53,4	56,5	59,7	62,8	65,9	69,1	72,2	75,4	78,5
ARGISTAR BIO 727	16,8	3,4	6,7	10,1	13,4	16,8	20,2	23,5	26,9	30,2	33,6	37,0	40,3	43,7	47,0	50,4	53,8	57,1	60,5	63,8	67,2	70,6	73,9	77,3	80,6	84,0
ARGISTAR BIO 72	16,6	3,3	6,6	10,0	13,3	16,6	19,9	23,2	26,6	29,9	33,2	36,5	39,8	43,2	46,5	49,8	53,1	56,4	59,8	63,1	66,4	69,7	73,0	76,4	79,7	83,0
ARGISTAR BIO 69	16,0	3,2	6,4	9,6	12,8	16,0	19,2	22,4	25,6	28,8	32,0	35,2	38,4	41,6	44,8	48,0	51,2	54,4	57,6	60,8	64,0	67,2	70,4	73,6	76,8	80,0
ARGISTAR 598	15,0	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	39,0	42,0	45,0	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0	63,0	66,0	69,0	72,0	75,0
ARGISTAR 580	13,6	2,7	5,4	8,2	10,9	13,6	16,3	19,0	21,8	24,5	27,2	29,9	32,6	35,4	38,1	40,8	43,5	46,2	49,0	51,7	54,4	57,1	59,8	62,6	65,3	68,0
ARGISTAR 570	13,9	2,8	5,6	8,3	11,1	13,9	16,7	19,5	22,2	25,0	27,8	30,6	33,4	36,1	38,9	41,7	44,5	47,3	50,0	52,8	55,6	58,4	61,2	63,9	66,7	69,5
ARGISAFE 570	13,9	2,8	5,6	8,3	11,1	13,9	16,7	19,5	22,2	25,0	27,8	30,6	33,4	36,1	38,9	41,7	44,5	47,3	50,0	52,8	55,6	58,4	61,2	63,9	66,7	69,5
ARGISTAR 545	13,8	2,8	5,5	8,3	11,0	13,8	16,6	19,3	22,1	24,8	27,6	30,4	33,1	35,9	38,6	41,4	44,2	46,9	49,7	52,4	55,2	58,0	60,7	63,5	66,2	69,0
ARGISAFE 550	13,8	2,8	5,5	8,3	11,0	13,8	16,6	19,3	22,1	24,8	27,6	30,4	33,1	35,9	38,6	41,4	44,2	46,9	49,7	52,4	55,2	58,0	60,7	63,5	66,2	69,0
ARGISTAR 38	13,1	2,6	5,2	7,9	10,5	13,1	15,7	18,3	21,0	23,6	26,2	28,8	31,4	34,1	36,7	39,3	41,9	44,5	47,2	49,8	52,4	55,0	57,6	60,3	62,9	65,5
ARGISAFE 38	13,1	2,6	5,2	7,9	10,5	13,1	15,7	18,3	21,0	23,6	26,2	28,8	31,4	34,1	36,7	39,3	41,9	44,5	47,2	49,8	52,4	55,0	57,6	60,3	62,9	65,5
ARGISTAR 40	10,6	2,1	4,2	6,4	8,5	10,6	12,7	14,8	17,0	19,1	21,2	23,3	25,4	27,6	29,7	31,8	33,9	36,0	38,2	40,3	42,4	44,5	46,6	48,8	50,9	53,0
ARGISAFE 40	10,6	2,1	4,2	6,4	8,5	10,6	12,7	14,8	17,0	19,1	21,2	23,3	25,4	27,6	29,7	31,8	33,9	36,0	38,2	40,3	42,4	44,5	46,6	48,8	50,9	53,0
ARGISAFE 37 P	10,9	2,2	4,4	6,5	8,7	10,9	13,1	15,3	17,4	19,6	21,8	24,0	26,2	28,3	30,5	32,7	34,9	37,1	39,2	41,4	43,6	45,8	48,0	50,1	52,3	54,5
ARGISTAR E	12,3	2,5	4,9	7,4	9,8	12,3	14,8	17,2	19,7	22,1	24,6	27,1	29,5	32,0	34,4	36,9	39,4	41,8	44,3	46,7	49,2	51,7	54,1	56,6	59,0	61,5
ARGISAFE E	12,3	2,5	4,9	7,4	9,8	12,3	14,8	17,2	19,7	22,1	24,6	27,1	29,5	32,0	34,4	36,9	39,4	41,8	44,3	46,7	49,2	51,7	54,1	56,6	59,0	61,5
AUFBRENNLEGIERUNGEN GOLDRREDUZIERT																										
ARGEDENT 65 SF	15,2	3,0	6,1	9,1	12,2	15,2	18,2	21,3	24,3	27,4	30,4	33,4	36,5	39,5	42,6	45,6	48,6	51,7	54,7	57,8	60,8	63,8	66,9	69,9	73,0	76,0
NOVABOND	14,5	2,9	5,8	8,7	11,6	14,5	17,4	20,3	23,2	26,1	29,0	31,9	34,8	37,7	40,6	43,5	46,4	49,3	52,2	55,1	58,0	60,9	63,8	66,7	69,6	72,5
ARGELITE 2	14,1	2,8	5,6	8,5	11,3	14,1	16,9	19,7	22,6	25,4	28,2	31,0	33,8	36,7	39,5	42,3	45,1	47,9	50,8	53,6	56,4	59,2	62,0	64,9	67,7	70,5
ARGEDENT EURO	12,8	2,6	5,1	7,7	10,2	12,8	15,4	17,9	20,5	23,0	25,6	28,2	30,7	33,3	35,8	38,4	41,0	43,5	46,1	48,6	51,2	53,8	56,3	58,9	61,4	64,0
ARGISAFE 26	13,6	2,7	5,4	8,2	10,9	13,6	16,3	19,0	21,8	24,5	27,2	29,9	32,6	35,4	38,1	40,8	43,5	46,2	49,0	51,7	54,4	57,1	59,8	62,6	65,3	68,0
AUFBRENNLEGIERUNGEN PALLADIUMBASIS																										
ARGELITE 75+6	11,4	2,3	4,6	6,8	9,1	11,4	13,7	16,0	18,2	20,5	22,8	25,1	27,4	29,6	31,9	34,2	36,5	38,8	41,0	43,3	45,6	47,9	50,2	52,4	54,7	57,0
ARGELITE 63+4	10,8	2,2	4,3	6,5	8,6	10,8	13,0	15,1	17,3	19,4	21,6	23,8	25,9	28,1	30,2	32,4	34,6	36,7	38,9	41,0	43,2	45,4	47,5	49,7	51,8	54,0
ARGISAFE 63+4	10,8	2,2	4,3	6,5	8,6	10,8	13,0	15,1	17,3	19,4	21,6	23,8	25,9	28,1	30,2	32,4	34,6	36,7	38,9	41,0	43,2	45,4	47,5	49,7	51,8	54,0
ARGELITE 81 SF+	11,3	2,3	4,5	6,8	9,0	11,3	13,6	15,8	18,1	20,3	22,6	24,9	27,1	29,4	31,6	33,9	36,2	38,4	40,7	42,9	45,2	47,5	49,7	52,0	54,2	56,5
ARGELITE 61	11,2	2,2	4,5	6,7	9,0	11,2	13,4	15,7	17,9	20,2	22,4	24,6	26,9	29,1	31,4	33,6	35,8	38,1	40,3	42,6	44,8	47,0	49,3	51,5	53,8	56,0
ARGELITE 58 P	11,3	2,3	4,5	6,8	9,0	11,3	13,6	15,8	18,1	20,3	22,6	24,9	27,1	29,4	31,6	33,9	36,2	38,4	40,7	42,9	45,2	47,5	49,7	52,0	54,2	56,5
ARGISAFE 58 P	11,3	2,3	4,5	6,8	9,0	11,3	13,6	15,8	18,1	20,3	22,6	24,9	27,1	29,4	31,6	33,9	36,2	38,4	40,7	42,9	45,2	47,5	49,7	52,0	54,2	56,5
GUSSLEGIERUNGEN HOCHGOLDHÄLTIG																										
ARGENCO 883 KF	18,5	3,7	7,4	11,1	14,8	18,5	22,2	25,9	29,6	33,3	37,0	40,7	44,4	48,1	51,8	55,5	59,2	62,9	66,6	70,3	74,0	77,7	81,4	85,1	88,8	92,5
ARGENCO SUN KF	18,1	3,6	7,2	10,9	14,5																					