



ARGEN[®] IS MA



ohne Rotationsschutz
non engaging



mit Rotationsschutz
engaging

kompatibel mit **MEGAGEN AnyRidge[®]**

3.5/5.5

Laboranaloge / laboranalogue

für Gipsmodelle und 3D-Druckmodelle geeignet



1 Stk.

14.057

HD-Scanbody

sterilisierbar, geeignet für Modell und Intraoral



Lasermarkierung

MA

137066

Titanbasis / titanium base



Gingivahöhe

2,0 mm



15.057

2,0 mm



16.057

inkl. Abutmentschraube

Abutmentschraube Hex 1,20 mm Abutmentschraube / abutment screw



19.057

ASC TiBase für abgewinkelten Schraubenkanal / ASC Angled Screw Channel TiBase



36.057



37.057

inkl. Abutmentschraube

ASC Schraube für abgewinkelten Schraubenkanal / ASC Angled Screw



19.460

nur zur Verwendung mit Angled Screw Channel

ASC Schraubendreher / ASC Angled TiBase screwdriver

L =

24mm

DT24TB06



L =

35mm

DT35TB06



nur zur Verwendung mit
Angled Screw Channel

Kompatibel mit Halter

gold - PHLABGOLD

schwarz - PHLABBLACK