


ARGEN[®] IS NB

○ ohne Rotationsschutz
non engaging

⊕ mit Rotationsschutz
engaging

kompatibel mit **Nobel Biocare Brånemark[®]**

Nobel Biocare Brånemark[®]

				NP	RP	WP
				3.5	4.1	5.1
Laboranalogue / laboranalogue für Gipsmodelle und 3D-Druckmodelle geeignet						
		1 Stk.		14.001	14.002	14.003
HD-Scanbody sterilisierbar, geeignet für Modell und Intraoral		Lasermarkierung		NBNP	NBRP	NBWP
				137076	137077	137078
Titanbasis / titanium base		Gingivahöhe				
		0,3 mm	○	15.001	15.002	15.003
		0,3 mm	⊕	16.001	16.002	16.003
inkl. Abutmentschraube						
Abutmentschraube / abutment screw						
				19.027	19.028	19.029
ASC TiBase für abgewinkelten Schraubenkanal / ASC Angled Screw Channel TiBase			○	36.001	36.002	
			⊕	37.001	37.002	
inkl. Abutmentschraube						
ASC Schraube für abgewinkelten Schraubenkanal / ASC Angled Screw				19.401	19.402	
						
nur zur Verwendung mit Angled Screw Channel						
ASC Schraubendreher / ASC Angled TiBase screwdriver		L =		24mm	DT24TB06	
		L =		35mm	DT35TB06	
nur zur Verwendung mit Angled Screw Channel		Kompatibel mit Halter		gold - PHLABGOLD	schwarz - PHLABBLACK	
NC/NR/NB ASC Schraubendreher für Ratsche / ASC screwdriver for handle		L =		21mm	65.755	
		L =		28mm	65.756	
nur zur Verwendung mit Angled Screw Channel, kompartibel mit Original Ratsche						