

ARGEN[®] IS NR

○ ohne Rotationsschutz
non engaging


⊕ mit Rotationsschutz
engaging

kompatibel mit **Nobel Biocare Replace Select™**

Nobel Biocare Replace Select™

	NP	RP	WP	6.0
	3.5	4.3	5.0	6.0

Laboranalogue / laboranalogue
für Gipsmodelle und 3D-Druckmodelle geeignet



1 Stk. 14.004 14.005 14.006 14.097

HD-Scanbody
sterilisierbar, geeignet für Modell und Intraoral



Lasermarkierung

NRNP	NRRP	NRWP	NR60
137082	137083	137084	137085

Gingivahöhe

Titanbasis / titanium base



0,3 mm



15.004 15.005 15.006 15.097

0,3 mm



16.004 16.005 16.006 16.097

inkl. Abutmentschraube

Abutmentschraube / abutment screw



19.004 19.005 19.005 19.005

**ASC TiBase für abgewinkelten Schrauben-
kanal / ASC Angled Screw Channel TiBase**



36.004 36.005 36.006



3.7004 37.005 37.006

inkl. Abutmentschraube


**ASC Schraube für abgewinkelten Schraubenkanal /
ASC Angled Screw**



nur zur Verwendung mit Angled Screw Channel

19.404 19.405 19.405

ASC Schraubendreher / ASC Angled TiBase screwdriver



L = 24mm DT24TB06

L = 35mm DT35TB06

nur zur Verwendung mit Angled Screw Channel

Kompatibel mit Halter

gold - PHLABGOLD

schwarz - PHLABBLACK

**NC/NR/NB ASC Schraubendreher für
Ratsche / ASC screwdriver for handle**



L = 21mm 65.755

L = 28mm 65.756

nur zur Verwendung mit Angled Screw Channel, kompatibel mit Original Ratsche