



ARGEN[®] IS S

○ ohne Rotationsschutz
non engaging

⊕ mit Rotationsschutz
engaging

kompatibel mit **Straumann[®] Tissue Level & SynOcta[®]**

Straumann[®] Tissue Level & SynOcta[®]

	NNC	RN	WN
	3.5	4.8	6.5

Laboranalogue / laboranalogue

für Gipsmodelle und 3D-Druckmodelle geeignet



1 Stk.

14.070

14.009

14.045

HD-Scanbody

sterilisierbar, geeignet für Modell und Intraoral



Lasermarkierung

SNNC

SRN

SWN

137086

137087

137088

Titanbasis / titanium base	Gingivahöhe				
	0,3 mm	○			15.045
	0,4 mm	○		15.046	
	0,5 mm	○	15.070		
	0,3 mm	⊕			16.045
	0,4 mm	⊕		16.009	
	0,5 mm	⊕	16.070		

inkl. Abutmentschraube

Abutmentschraube / abutment screw



19.070

19.026

19.026

ASC TiBase für abgewinkelten Schraubenkanal / ASC Angled Screw Channel TiBase



○

36.046

36.047

⊕

37.009

37.045

inkl. Abutmentschraube

ASC Schraube für abgewinkelten Schraubenkanal / ASC Angled Screw



nur zur Verwendung mit Angled Screw Channel

19.446

19.446

ASC Schraubendreher / ASC Angled TiBase screwdriver

L =

24mm

DT24TB06

L =

35mm

DT35TB06



nur zur Verwendung mit Angled Screw Channel

Kompatibel mit Halter

gold - PHLABGOLD

schwarz - PHLABBLACK

S/SB Schraubendreher f. Ratsche / ASC screwdriver for handle



L =

21mm

65.753

L =

28mm

65.754

nur zur Verwendung mit Angled Screw Channel, kompatibel mit Original Ratsche