

Unsere Scanner-Welt



SCANNER



SUPPORT

Scanner - Software - Support

Unsere 3shape-Welt

eine starke Partnerschaft für
unsere Laborpartner

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre digitale Reise – das ist unsere gemeinsame Zielsetzung mit 3Shape. Profitieren Sie von unseren individuellen CAD/CAM Angeboten, die perfekt auf Ihre Laborgröße, Ihr Budget und Ihr Geschäftsmodell abgestimmt sind.

3shape				
Die Scanner der E-Reihe RedLine	E2 Höhere Produktivität und Scannen von Texturen	E3 Hohe Leistungsfähigkeit und Passgenauigkeit der Implantatstege	E4 Ultrahohe Geschwindigkeit und höchste Passgenauigkeit	F8 High-End
Anzahl der Kameras	2 x 5 MP	2 x 5 MP	4 x 5 MP	4 x 5 MP
Genauigkeit (ISO 12836)	10 µm	7 µm	4 µm	4 µm
Scan-geschwindigkeit (Vollkiefer)	24 Sek.	18 Sek.	9 Sek.	9 Sek.
Scan-geschwindigkeit (Vollkiefer inkl. Artikulator)	72 Sek.	64 Sek.	45 Sek.	45 Sek.
Textur	S/W	Farbe	Farbe	Farbe
Scanstrategie	Standard	Standard	Stumpf im Modell	Stumpf im Modell
Zusätzliche Ausstattung		1x Multidie-Platte (nur Scanner E3 und E4)		

Unsere exocad-Welt

Laborscanner mit hochqualitativer Hardware und
optimierter Scan-Software

Offenes System mit der Flexibilität, STL.-Dateien zu im- und exportieren und mit der exocad-Software zu designen.

exocad			
Medit-Laborscanner	Medit T310	Medit T510	Medit T710
Anzahl der Kameras	2 x 5 MP	2 x 5 MP	4 x 5 MP
Genauigkeit (ISO 12836)	9 µm	7 µm	4 µm
Scan-geschwindigkeit (Vollkiefer)	18 Sek.	12 Sek.	8 Sek.
Scan-geschwindigkeit (Vollkiefer inkl. Artikulator)	-	-	45 Sek.
Textur	Farbe	Farbe	Farbe
Scanstrategie	Standard	Standard	Impression Scan

Software - die zu Ihnen passt

Unser Support für Sie

	3shape  LabCare			exocad Upgrade contract			
	Crown & Bridge	Premium	Complete	Lab Version	Advanced Lab Bundle	Implant Lab Bundle	Ultimate Lab Bundle
Kronen, Brücken, Veneers etc.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virtueller Artikulator	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Provisorien/diagnostische Wax-ups		✓	✓		✓	✓	✓
Design von Abutments			✓			✓	✓
Implantatsteg/-brücken			✓			✓	✓
RealView + Smile Design		✓	✓		✓	✓	✓
Splint Studio		✓	✓				✓
Model Builder			✓				✓
Totalprothesen			✓				✓
Modellgussprothesen			✓				✓
Jaw Motion Import							✓

Ihr Argen-Support: 0211 355 965 111

(Montag bis Donnerstag von 8:00 - 18:00 Uhr & Freitag von 8:00 - 17:00 Uhr)



SCANNER



SUPPORT

ARGEN Dental GmbH · Düsseldorf · Telefon 0211 / 355 965-0 · argen.de

 ArgenDigital ·  argendentalgmbh