

		Molaren-Klammer	Prämolaren-Klammer	Ring-Klammer	Bonyhard-Klammer
Schulter	Dicke	1,6	1,6	3,0	2,1
	Breite	2,5	2,4	2,8	3,1
Klammerarm	Dicke	1,5	1,3	1,8	1,8
	Breite	2,1	2,0	2,2	2,4
Klammerspitze	Dicke	1,2	1,2	1,3	1,3
	Breite	1,5	1,3	1,8	1,6
		Gaumenplatte	Skelletierte-Platte	Lingual-Bügel	
	Dicke	1,25 - 1,4	1,5	2,1	
	Breite	8,5	4,5	4,1	

Die Einstellung sind Richtwerte, abhängig vom Design. Ausblockwinkel 3-6°

12-2023