



Haben Sie weitere Fragen?

Ihr Supportteam freut sich auf den Kontakt zu Ihnen

Service-Telefon: 0211 355 965 111

(Montag bis Donnerstag von 8:00 - 18:00 Uhr & Freitag von 8:00 - 17:00 Uhr)



Golden 3.0

Edelmetalle digital gefräst



Sie konstruieren – wir fräsen – Sie veredeln

Unsere Homezone „Edelmetall-Dentallegierungen“

Hohe Legierungskompetenz mit Eigenfertigung – das garantieren wir Ihnen.

Als weltweit größter Hersteller von Edelmetall-Dentallegierungen bieten wir Ihnen digital hergestellte Halbfertigteile aus Düsseldorf an. Mit einem speziellen Edelmetall-Hochpräzisionsfräsverfahren produzieren wir digital gesteuert beeindruckend präzise Goldgerüste. Unsere Edelmetall-Dentallegierungen sind Medizinprodukte der Klasse 2a.

Argistar 570

Ihr Star

Für spannungsfreie Goldgerüste
Ihr Star ist verblendbar mit hochexpansiver Keramik




Typ	IV (a)									
Farbe	gelb									
Gold/Platin Metalle										67,1 %
Au	Pt	Pd	Ag	Metalle der Pt-Gruppe	Cu	Zn	Sn	In	Ga	Sonstige Metalle
57,0 %	–	10,0 %	27,0 %	Ir (< 1,0 %)	–	1,4 %	< 1,0 %	4,0 %	–	–

.....next alloy.....► **Argistar E – Ihre Alternative**
Multiindikative Legierung
Verblendbar mit hochexpansiver Keramik

Argedent *Bio Yellow PF*

Ihre Hochschmelzende

Verblendbar mit allen klassischen Verblendkeramiken



Typ	IV									
Farbe	gelb									
Gold/Platin Metalle										97,9 %
Au	Pt	Pd	Ag	Metalle der Pt-Gruppe	Cu	Zn	Sn	In	Ga	Sonstige Metalle
86,5 %	10,4 %	–	–	Rh (< 1,0 %); Ir (< 1,0 %)	–	1,5 %	–	< 1,0 %	–	Ta (< 1,0 %); Mn (< 1,0 %)

Argenco *Bio 2*

Ihre Vollgusslegierung

Für vollanatomische Gerüste, verblendbar mit modernen Composites
sowie für viele Konstruktionselemente auch auf Implantaten



Typ	IV									
Farbe	gelb									
Gold/Platin Metalle										75,1 %
Au	Pt	Pd	Ag	Metalle der Pt-Gruppe	Cu	Zn	Sn	In	Ga	Sonstige Metalle
71,0 %	4,0 %	–	14,0 %	Ir (< 1,0 %)	9,95 %	1,0 %	–	–	–	–

Big Points für Sie:

- Sie konstruieren den CAD-Datensatz, wir fräsen und Sie veredeln
- Keine Vorfinanzierung für kostenintensive Edelmetalle
- Minimierte Lagerhaltung in Ihrem Labor
- Lunker, Poren oder Verunreinigungen sind ausgeschlossen
- Absolute Materialsicherheit: Nur recyceltes Neumetall
- 3 Legierungen – alle Indikationen
- Definierte sichere Wandstärken und Oberflächen
- Geringer Nacharbeitungsaufwand
- Langlebigkeit, Biokompatibilität und Ästhetik