


Formenkarte

INKA *plus*



einzigartig – wachsfreie Befestigung – gewinnbringend





Quadratisch

S1

43,5
9,8
8,3



S2

46,0
10,3
8,7



S3

46,3
10,8
8,8



S4

50,2
12,3
9,0



Dreieckig

T1

46,8
9,9
8,8



T2

48,5
10,9
8,8



T3

48,1
11,2
9,1



T4

45,0
11,0
8,7



T5

51,6
12,7
9,7



Oval

O1

42,7
9,4
7,8



O2

46,4
10,3
8,8



O3




48,9
12,2
9,0



quadratisch

dreieckig

oval



Untere Frontzähne



Verwendung und Eigenschaften

- Verwendbar mit INKA teeth Seitenzähnen
- Hergestellt in 16 Farben
- Leicht kombinierbar mit Composites und Metallkeramik
- Ausgezeichnete physikalische und optische Eigenschaften

Im Bereich partieller und totaler Kunststoffprothesen, Immediat- und Interimsprothesen den Regeln balancierter Okklusionskonzepte und mechanischer Zahn-Gelenkführung folgend.

Klassische Oberkiefer-Frontzahnformen, oval, dreieckig und quadratisch mit ästhetisch und funktionell darauf abgestimmten Unterkiefer-Frontzähnen.

Die wachsfreie Befestigung der Zähne auf den Brettchen verhindert die lästige Wachsentfernung und das Verkleben der Bohrer.

- Verbesserte Verschleißfestigkeit
- Ausgezeichnete Farbtonstabilität
- Minimale Wasserabsorption
- Äußerst niedrige Plaqueanlagerung
- Hervorragende Lösemittelbeständigkeit

OK-Front	UK-Front	Seitenzähne
S1	L1	30
S2	L2, L3	32
S3	L3, L4	32, 34
S4	L5, L6, L7	34, 36
T1	L4, L5	32, 34
T2	L4, L6	32, 34
T3	L4, L5	32, 34
T4	L3, L4	34
T5	L7, L8	34, 36
O1	L1	30, 32
O2	L4, L5	32, 34
O3	L6, L7	34

Lieferformen

- 16 A-D-Farbtöne
- 12 Oberkiefer-Frontzahnformen
- 8 Unterkiefer-Frontzahnformen



CE 0197

ARGEN[®] Dental GmbH
Fritz-Vormfelde-Straße 12
40547 Düsseldorf
Telefon: +49.211.3559650
Telefax: +49.211.35596519



einzigartig – wachsfreie Befestigung – gewinnbringend



Unsere Auftragsannahme – Telefon: 0211 355965-0 · Telefax: 0211 355965-19