


Formenkarte

INKA *teeth*



einzigartig – wachsfreie Befestigung – gewinnbringend





Quadratisch

S2

43,0
9,0
7,7



S3

42,2
8,7
7,9




S4

46,5
9,7
8,9



S5

44,6
9,7
8,4



Dreieckig

T1

39,3
8,5
7,2



T3

43,2
9,7
7,7




T4

42,8
10,5
8,1



T5

44,0
10,6
8,1



Dreieckig

T6

46,0
11,0
8,5



T7

45,3
10,4
8,2



T9

47,3
11,0
8,8



T11

47,5
12,0
8,5



T12

50,1
13,0
9,5



Oval

O5

46,4
10,6
8,7





O8

52,0
11,1
9,5



Untere Frontzähne



Untere Frontzähne



Oberkiefer	Unterkiefer	Seitenzähne
S2	L2, L3, L4	30, 32
S3	L2, L3, L4, L6	30, 32
S4	L6, L7	34
S5	L2, L4, L6	34
T1	L1, L3	30
T3	L2, L4, L6	32, 34
T4	L2, T3, L4, L6	34
T5	L5, L7	34
T6	L5, L7	32, 43
T7	L5, L7	32, 34
T9	L5, L8, L11	34
T11	L8, L11	34, 36
T12	L14	34, 36
O5	L5, L7	32, 34
O8	L14	34, 36

Lieferformen

- 16 A-D-Farbtöne
- 15 Oberkiefer-Frontzahnformen
- 10 Unterkiefer-Frontzahnformen
- 4 Seitenzahnformen

CE 0197

ARGEN[®] Dental GmbH
Fritz-Vornfelde-Straße 12
40547 Düsseldorf
Telefon: +49.211.3559650
Telefax: +49.211.35596519



Seitenzähne 28°



Verwendung und Eigenschaften

- Hergestellt in 16 Farben
- Leicht kombinierbar mit Composites und Metallkeramik
- Ausgezeichnete physikalische und optische Eigenschaften

Im Bereich partieller und totaler Kunststoffprothesen, Immediat- und Interimsprothesen den Regeln balancierter Okklusionskonzepte und mechanischer Zahn-Gelenkführung folgend.

Klassische Oberkiefer-Frontzahnformen, oval, dreieckig und quadratisch mit ästhetisch und funktionell darauf abgestimmten Unterkiefer-Front- und -Seitenzähnen.

Die wachsfreie Befestigung der Zähne auf den Brettchen verhindert die lästige Wachsentfernung und das Verkleben der Bohrer.

- Verbesserte Verschleißfestigkeit
- Ausgezeichnete Farbtonstabilität
- Minimale Wasserabsorption
- Äußerst niedrige Plaqueanlagerung
- Hervorragende Lösemittelbeständigkeit



einzigartig – wachsfreie Befestigung – gewinnbringend



Unsere Auftragsannahme – Telefon: 0211 355965-0 · Telefax: 0211 355965-19