

Legierungstabelle



Dentallegierungen - Eigenproduktion - unsere Verantwortung

Bewährt in über 100 Ländern – ARGEN Dental GmbH

Legierungsbezeichnung	Farbe	Anwendungs- bereich	Typ	Au & Pt Gruppe (PGM)	Legierungsbestandteile / Massenanteile in % für Edelmetall-Legierungen										
					Au	Pt	Pd	Ag	andere Metalle der Platingruppe	Cu	Zn	Sn	In	Ga	sonstige Metalle
Aufbrennlegierungen hochgoldhaltig – Dentale Metallkeramik-Legierungen auf Goldbasis gem. EN ISO 22674															
ARGEDENT BIO 89 PF	gelb	4,5,6,8	4	98,0	88,4	9,5	-	-	Ir(<1)	-	<1	-	<1	-	Mn(1,0)
ARGEDENT BIO YELLOW PF	gelb	4,5,6,8	4	97,9	86,5	10,4	-	-	Rh(<1), Ir(<1)	-	1,5	-	<1	-	Ta(<1), Mn(<1)
ARGEDENT BIO 86 PF	gelb	4,5,6	4	97,8	85,9	11,7	-	-	Rh(<1), Ir(<1)	-	1,5	-	<1	-	Fe(<1), Mn(<1), Nb(<1)
ARGEDENT YELLOW 2	gelb	4,5,6,8	4	97,3	84,0	9,9	3,3	-	Ir(<1)	-	-	-	2,2	-	Mn(<1)
ARGEDENT BIO 82	gelb	4,5,6	4	97,6	82,0	15,6	-	-	-	-	1,75	-	<1	-	Fe(<1), Re(<1)
ARGEDENT 1	weiß	4,5,6	4	96,5	78,5	10,0	7,8	-	Ir(<1)	-	-	-	3,5	-	-
ARGEDENT BIO 78 PF	hellgelb	4,5,6	4	97,3	77,7	19,5	-	-	Ir(<1)	-	2,0	-	-	-	Ta(<1)
ARGEDENT 3	weiß	4,5,6	4	96,1	76,6	9,9	9,3	1,2	Ir(<1)	<1	-	<1	1,7	-	Fe(<1)
ARGEDENT Y73	gelb	4,5,6	4	87,8	73,8	8,5	5,4	8,98	Ru(<1), Re(<1)	-	-	-	1,9	-	Fe, Mn, Ta, Nb, Li (<1)
ARGEDENT BIO 720 PF	gelb	4,5,6	4	86,0	72,0	13,9	-	10,5	Ir(<1)	-	3,0	-	-	-	Mn(<1), Nb(<1)
Aufbrennlegierungen goldreduziert – Dentale Metallkeramik-Legierungen auf Goldbasis gem. EN ISO 22674															
NOVABOND	weiß	4,5,6,9,10	4	90,1	51,5	-	38,4	-	Ir(<1)	-	-	-	8,5	1,4	-
ARGELITE 2	weiß	4,5,6,9,10	4	77,5	50,6	0,2	26,5	17,6	Ir(<1)	-	-	2,4	2,0	-	Fe(<1), Mn(<1)
ARGEDENT EURO	weiß	4,5,6,9,10	4	79,5	40,0	-	39,45	10,0	Ru(<1)	-	-	<1	8,8	1,4	-
Aufbrennlegierungen Palladiumbasis – Dentale Metallkeramik-Legierungen auf Palladiumbasis gem. EN ISO 22674															
ARGELITE 63+4 / ARGISAFE 63+4	weiß	4,5,6,9,10	4	66,8	4,0	-	62,7	20,0	Ir(<1), Ru(<1)	-	-	10,0	1,5	1,7	Li(<1)
ARGELITE 61	weiß	4,5,6,9,10	4	60,7	-	-	60,55	28,1	Ru(<1)	-	-	2,5	6,6	2,1	Re(<1)
ARGELITE 58 P / ARGISAFE 58 P	weiß	4,5,6,9,10	4	58,0	-	-	57,9	30,0	Ru(<1)	-	2,0	6,0	4,0	-	-
ARGELITE 57 / ARGISAFE 57	weiß	4,5,6,9,10	4	57,6	-	-	57,5	31,5	Ru(<1)	-	-	9,0	1,9	-	-
ARGELITE 52+	weiß	4,5,6,9,10	4	67,5	15,0	-	52,2	21,5	Ru(<1)	-	-	4,0	6,0	1,0	-
Multiindikative Legierungen – Dentale Metallkeramik-Legierungen auf Goldbasis gem. EN ISO 22674															
ARGISTAR BIO 75 PF	gelb	4,5,6,9,10	4	85,1	75,0	9,0	-	12,5	Rh(1,0), Ir(<1)	-	2,0	-	-	-	Ta(<1)
ARGISTAR SUN	gelb	4,5,6,9,10	4	81,1	74,0	1,5	5,5	14,5	Ir(<1)	-	3,3	-	1,0	-	Ta(<1)
ARGINORM	gelb	4,5,6,9,10	4 (a)	82,9	73,8	9,0	-	9,2	Ir(<1)	4,4	2,0	-	1,5	-	-
ARGISTAR BIO 727	gelb	4,5,6,9,10	4	81,0	72,7	8,2	-	15,8	Ir(<1)	-	2,2	-	<1	-	Ta(<1)
ARGISTAR 570 / ARGISAFE 570	gelb	4,5,6,9,10	4 (a)	67,1	57,0	-	10,0	27,0	Ir(<1)	-	1,4	<1	4,0	-	-
ARGISTAR 545	gelb	4,5,6,9,10	4 (a)	65,0	55,0	-	9,9	29,0	Ir(<1)	-	1,0	1,0	4,0	-	-
ARGISTAR 38 / ARGISAFE 38	hellgelb	4,5,6,9,10	4	55,1	38,0	-	17,0	36,0	Ir(<1)	-	-	-	8,9	-	-
Multiindikative Legierungen – Dentale Metallkeramik-Legierungen auf Silberbasis gem. EN ISO 22674															
ARGISTAR E / ARGISAFE E	hellgelb	4,5,6,9,10	4	52,0	32,0	-	19,9	35,5	Ir(<1)	-	-	-	12,5	-	-
ARGISTAR EH	hellgelb	4,5,6,9,10	4 (a)	35,0	2,0	-	32,9	58,0	Ru(<1), Ir(<1)	-	3,5	2,0	1,5	-	-
ARGISTAR 40 / ARGISAFE 40	weiß	4,5,6,9,10	4 (a)	40,0	-	-	39,9	52,0	Ir(<1)	-	4,0	2,0	2,0	-	-
Gusslegierungen hochgoldhaltig – Dentale Gusslegierungen auf Goldbasis gem. EN ISO 22674															
ARGENCO SUN KF	gelb	1,2,3,9,10	4	94,6	84,5	10,0	-	-	Ir(<1), Rh(<1)	-	4,5	-	-	-	-
ARGENCO HIGH PURITY 77	gelb	1	3 (a)	78,15	77,0	1,0	-	13,0	Ir(<1)	8,55	<1	-	<1	-	-
ARGENCO BIO 3	gelb	1,2,3,9,10	4	77,0	72,5	4,5	-	14,0	Ir(<1)	7,49	1,5	-	-	-	-
ARGENCO BIO 1	gelb	1,2,3,9,10	4 (a)	76,1	71,9	4,1	-	10,9	Ir(<1)	11,45	<1	<1	-	-	-
ARGENCO BIO 2	gelb	1,2,3,9,10	4	75,05	71,0	4,0	-	14,0	Ir(<1)	9,95	1,0	-	-	-	-
ARGENCO BIO LIGHT	gelb	1,2,3,9,10	4	75,6	70,0	5,5	-	13,6	Ir(<1)	9,9	<1	-	-	-	-
ARGENCO 7 A	gelb	1,2,3,9,10	4	75,05	69,0	4,1	1,9	14,5	Ir(<1)	9,45	1,0	-	-	-	-
Gusslegierungen goldreduziert – Dentale Gusslegierungen auf Goldbasis gem. EN ISO 22674															
ARGENCO 4	gelb	1,2,3,9,10	4	64,65	59,6	<1	4,4	21,8	Ir(<1)	13,25	<1	-	-	-	-
ARGENCO 75 SA	gelb	1,2,3,9,10	4	59,94	55,8	-	4,11	25,0	Ir(<1)	13,81	1,0	-	<1	-	-

ARGENCO GK / ARGENCO ECO	gelb	1,2,3,9,10	4 (a)	43,9	39,9	-	4,0	45,99	Ir(<1)	7,59	1,0	-	1,5	-	Li(<1)
--------------------------	------	------------	-------	------	------	---	-----	-------	--------	------	-----	---	-----	---	--------

Legierungsbezeichnung	Farbe	Anwendungs- bereich	Typ	Au & Pt Gruppe	Legierungsbestandteile / Massenanteile in % für Nichtedelmetall-Legierungen									
					Co	Cr	Mo	W	Si	Mn	Fe	C	Ru	sonstige Metalle
Aufbrennlegierungen Nichtedelmetall - Dentale Metallkeramik-Legierungen auf Kobaltbasis gem. EN ISO 22674														
ARGELOY C	weiß	4,5,6,9,10	4	-	61,00	26,75	5,75	5,00	1,00	<1	<1	-	-	-
ARGELOY 280	weiß	4,5,6,9,10	4	-	60,50	28,00	-	9,00	1,50	<1	-	-	-	Nb(<1)
ARGELOY N.P. SPECIAL	weiß	4,5,6,9,10	4	-	59,50	31,50	5,00	-	2,00	<1	<1	<1	-	-
Gusslegierung Nichtedelmetall - Dentale Gusslegierung auf Kobaltbasis gem. EN ISO 22674														
ARGELOY PARTIAL PLUS	weiß	10	5	-	62,76	30,00	5,50	-	<1	<1	<1	<1	-	-
ARGELOY PARTIAL EXTRA	weiß	10	5	-	61,50	2700	5,00	5,00	1,00	<1	<1	-	-	-

Technische Daten Dentallegierungen

Legierungsbezeichnung	Vickershärte HV5		Dehngrenze MPa		Bruchdehnung %		Elastizitäts- Modul	Schmelz- Intervall	Gieß- Temperatur	Dichte
	g/b	a	g/b	a	g/b	a	GPa	°C	°C	g/cm³
Aufbrennlegierungen hochgoldhaltig - Dentale Metallkeramik-Legierungen auf Goldbasis gem. EN ISO 22674										
ARGEDENT BIO 89 PF	190	210	482	510	8	5	90	1050 - 1160	1260	18,9
ARGEDENT BIO YELLOW PF	220	250	550	665	8	5	94	1040 - 1130	1280	18,6
ARGEDENT BIO 86 PF	203	196	568	528	5	5	94	1035 - 1080	1230	19,0
ARGEDENT YELLOW 2	230	255	570	600	5	3	92	1085 - 1150	1300	18,3
ARGEDENT BIO 82	225	230	522	525	11	8	103	1045 - 1145	1310	18,5
ARGEDENT 1	220	270	600	710	8	5	118	1150 - 1200	1350	17,6
ARGEDENT BIO 78 PF	230	255	643	761	9	6	102	1080 - 1180	1330	19,1
ARGEDENT 3	240	245	530	630	12	11	101	1150 - 1230	1380	17,6
ARGEDENT Y73	215	225	386	483	15	10	104	1050 - 1170	1285	16,7
ARGEDENT BIO 720 PF	210	220	360	490	7	4	100	1000 - 1080	1230	17,0
Aufbrennlegierungen goldreduziert - Dentale Metallkeramik-Legierungen auf Goldbasis gem. EN ISO 22674										
NOVABOND	230	-	566	-	20	-	124	1275 - 1300	1370	14,5
ARGELITE 2	265	265	500	630	5	3	115	1220 - 1240	1360	14,1
ARGEDENT EURO	260	290	540	550	15	9	125	1120 - 1260	1400	12,8
Aufbrennlegierungen Palladiumbasis - Dentale Metallkeramik-Legierungen auf Palladiumbasis gem. EN ISO 22674										
ARGELITE 63+4 / ARGISAFE 63+4	290	-	595	-	15	-	104	1150 - 1270	1385	10,8
ARGELITE 61	275	-	625	-	15	-	120	1130 - 1275	1370	11,2
ARGELITE 58 P / ARGISAFE 58 P	250	260	500	550	20	14	129	1230 - 1280	1430	11,3
ARGELITE 57 / ARGISAFE 57	220	230	480	520	7	6	118	1210 - 1290	1450	11,1
ARGELITE 52+	240	290	575	681	18	10	130	1160 - 1290	1400	11,6
Multiindikative Legierungen - Dentale Metallkeramik-Legierungen auf Goldbasis gem. EN ISO 22674										
ARGISTAR BIO 75 PF	220	235	550	650	8	6	85	1000 - 1070	1220	16,7
ARGISTAR SUN	250	240	660	700	4	4	100	950 - 1030	1160	15,7
ARGINORM	200	230	340	500	14	6	99	900 - 990	1125	16,7
ARGISTAR BIO 727	210	210	450	480	8	6	99	990 - 1040	1180	16,8
ARGISTAR 570 / ARGISAFE 570	230	250	320	570	18	3	95	960 - 1060	1210	13,9
ARGISTAR 545	205	220	310	555	21	7	102	940 - 1065	1190	13,8
ARGISTAR 38 / ARGISAFE 38	240	-	660	-	3	-	100	1020 - 1075	1225	13,1
Multiindikative Legierungen - Dentale Metallkeramik-Legierungen auf Silberbasis gem. EN ISO 22674										
ARGISTAR E / ARGISAFE E	205	220	372	430	5	5	100	980 - 1050	1250	12,3
ARGISTAR EH	175	210	310	450	11	5	108	1045 - 1105	1235	10,8
ARGISTAR 40 / ARGISAFE 40	270	270	285	595	18	6	100	1070 - 1140	1250	10,6
Gusslegierungen hochgoldhaltig - Dentale Gusslegierungen auf Goldbasis gem. EN ISO 22674										
ARGENCO SUN KF	200	205	400	560	12	8	109	935 - 1030	1160	18,1
ARGENCO HIGH PURITY 77	140	160	214	286	51	40	60	900 - 935	1040	15,6
ARGENCO BIO 3	210	235	365	610	25	15	97	910 - 965	1120	15,8
ARGENCO BIO 1	230	265	350	640	37	8	98	870 - 920	1020	16,1
ARGENCO BIO 2	225	250	375	675	25	10	98	875 - 925	1020	15,6
ARGENCO BIO LIGHT	265	265	400	710	30	11	110	910 - 955	1055	15,4
ARGENCO 7 A	240	250	400	640	33	12	100	930 - 945	1050	15,5
Gusslegierungen goldreduziert - Dentale Gusslegierungen auf Goldbasis gem. EN ISO 22674										
ARGENCO 4	280	290	360	860	34	2	100	900 - 940	1040	14,0
ARGENCO 75 SA	250	254	372	717	38	3	100	870 - 930	1010	13,6

ARGENCO GK / ARGENCO ECO	125	215	248	552	30	13	81	860 - 925	980	12,4
--------------------------	-----	-----	-----	-----	----	----	----	-----------	-----	------

Legierungsbezeichnung	Vickershärte HV10		Dehngrenze MPa		Bruchdehnung %		Elastizitäts- Modul	Schmelz- Intervall	Gieß- Temperatur	Dichte
	g/b	a	g/b	a	g/b	a	GPa	°C	°C	g/cm³
Aufbrennlegierungen Nichtedelmetall - Dentale Metallkeramik-Legierungen auf Kobaltbasis gem. EN ISO 22674										
ARGELOY C	310	-	480	-	9	-	210	1320 - 1420	1500	8,5
ARGELOY 280	280	-	620	-	10,2	-	190	1320 - 1420	1500	8,6
ARGELOY N.P. SPECIAL	430	-	710	-	5	-	280	1175 - 1350	1480	8,8
Gusslegierung Nichtedelmetall - Dentale Gusslegierung auf Kobaltbasis gem. EN ISO 22674										
ARGELOY PARTIAL PLUS	380	-	552	-	10	-	228	1300 - 1370	1510	8,3
ARGELOY PARTIAL EXTRA	310	-	480	-	9	-	210	1330 - 1430	1510	8,5

Legierungsbezeichnung	WAK Wert 10 ⁻⁶ ·K ⁻¹		Empfehlungen						
	25-500°C	25-600°C	Vorwärm- Temperatur °C	empfohlene Lote		Einbett- massen	Tiegel	Vergüten	
				vor	nach			°C	Min
Aufbrennlegierungen hochgoldhaltig – Dentale Metallkeramik-Legierungen auf Goldbasis gem. EN ISO 22674									
ARGEDENT BIO 89 PF	14,5	14,8	780	1030 PF	690 PF	P2	G / K	430	30
ARGEDENT BIO YELLOW PF	14,3	14,5	800	980 / 1030 PF	750 Y	P2	G / K	450	15
ARGEDENT BIO 86 PF	14,4	14,7	800	980	690 PF und 810 PF	P2	G / K	450	30
ARGEDENT YELLOW 2	14,3	14,5	800	YPF	750 Y / 830 Y	P2	G / K	550	60
ARGEDENT BIO 82	14,2	14,4	850	1030 PF	690 PF und 750Y	P2	G / K	500	15
ARGEDENT 1	13,9	14,1	900	YPF / W	750 Y / 830 Y	P2	G / K	600	15
ARGEDENT BIO 78 PF	14,0	14,2	800	YPF	750 Y / 830 Y	P2	G / K	500	60
ARGEDENT 3	14,1	14,4	820	YPF / W	750 Y / 830 Y	P2	G / K	550	60
ARGEDENT Y73	14,3	14,5	790	YPF	750 Y / LO	P2	G / K	600	10
ARGEDENT BIO 720 PF	14,4	14,6	800	980	750 Y	P2	G / K	500	15
Aufbrennlegierungen goldreduziert – Dentale Metallkeramik-Legierungen auf Goldbasis gem. EN ISO 22674									
NOVABOND	13,9	14,1	900	W	750 W / 830 Y / LO	P1	K	650	15
ARGELITE 2	14,3	14,5	900	W	750 W	P2	K	650	15
ARGEDENT EURO	14,1	14,4	815	W	750 W / 830 Y / LO	P2	K	600	15
Aufbrennlegierungen Palladiumbasis – Dentale Metallkeramik-Legierungen auf Palladiumbasis gem. EN ISO 22674									
ARGELITE 63+4 / ARGISAFE 63+4	13,9	14,2	900	W / P	LO	P1	K	600	15
ARGELITE 61	14,4	14,7	900	W / P	LO	P1	K	600	15
ARGELITE 58 P / ARGISAFE 58 P	14,7	14,9	900	W	750 W / 830 Y / LO	P2	K	550	15
ARGELITE 57 / ARGISAFE 57	14,4	14,6	850	W	750 W	P2	K	600	15
ARGELITE 52+	14,5	14,7	900	W	LO	P1	K	600	15
Multiindikative Legierungen – Dentale Metallkeramik-Legierungen auf Goldbasis gem. EN ISO 22674									
ARGISTAR BIO 75 PF	15,8	16,1	800	950 PF / 960 PF	690 PF	G1 / P2	G / K	500	15
ARGISTAR SUN	16,3	17,0	750	870 PF	690 PF	P2	G	500	10
ARGINORM	16,7	16,8	700	870 PF	690 PF	G1 / P2	G / K	450	15
ARGISTAR BIO 727	16,1	16,3	800	960 PF	690 PF	P2	G / K	550	15
ARGISTAR 570 / ARGISAFE 570	16,9	17,1	800	870 PF	690 PF	G1 / P2	G / K	500	15
ARGISTAR 545	16,7	16,9	700	870 PF	690 PF	G1 / P2	G / K	550	15
ARGISTAR 38 / ARGISAFE 38	16,9	17,3	800	960 PF	690 PF	P2	G / K	-	-
Multiindikative Legierungen – Dentale Metallkeramik-Legierungen auf Silberbasis gem. EN ISO 22674									
ARGISTAR E / ARGISAFE E	17,1	17,3	800	960 PF	690 PF	P2	K	400	15
ARGISTAR EH	16,6	16,8	800	960 PF	690 PF	P2	K	550	15
ARGISTAR 40 / ARGISAFE 40	16,6	16,7	800	960 PF	690 PF	P2	G / K	425	15
Gusslegierungen hochgoldhaltig – Dentale Gusslegierungen auf Goldbasis gem. EN ISO 22674									
ARGENCO SUN KF	-	-	700	-	810 PF	P2	G / K	400	15
ARGENCO HIGH PURITY 77	-	-	650 - 700	-	750Y / 810PF	G1 / P2	G / K	350	15
ARGENCO BIO 3	-	-	650 - 700	-	750 Y	G1 / P2	G / K	450	15
ARGENCO BIO 1	-	-	650 - 700	-	750 Y	G1 / P2	G / K	350	15
ARGENCO BIO 2	-	-	650 - 700	-	750 Y	G1 / P2	G / K	400	15
ARGENCO BIO LIGHT	-	-	650 - 700	-	750 Y	G1 / P2	G / K	350	15
ARGENCO 7 A	-	-	650 - 700	-	750 Y / 830 Y	G1 / P2	G / K	350	15
Gusslegierungen goldreduziert – Dentale Gusslegierungen auf Goldbasis gem. EN ISO 22674									
ARGENCO 4	-	-	650 - 700	-	750 Y / 830 Y	G1 / P2	G / K	350	15
ARGENCO 75 SA	-	-	650 - 700	-	750 Y	G1 / P2	G / K	350	15

ARGENCO GK / ARGENCO ECO	-	-	650 - 700	-	690 PF	G1 / P2	G	350	15
--------------------------	---	---	-----------	---	--------	---------	---	-----	----

Legierungsbezeichnung	WAK Wert 10 ⁻⁶ ·K ⁻¹		E m p f e h l u n g e n						
	25-500°C	25-600°C	Vorwärm-Temperatur °C	empfohlene Lote		Einbett-massen	Tiegel	Vergüten	
				vor	nach			°C	Min
Aufbrennlegierungen Nichtedelmetall - Dentale Metallkeramik-Legierungen auf Kobaltbasis gem. EN ISO 22674									
ARGELOY C	14,0	14,2	870 - 950	CoCrPre	-	P2	K	-	-
ARGELOY 280	14,1	14,5	870 - 950	CoCrPre	-	P2	K	-	-
ARGELOY N.P. SPECIAL	14,3	14,8	870	CoCrPre	-	P2	K	-	-
Gusslegierung Nichtedelmetall - Dentale Gusslegierung auf Kobaltbasis gem. EN ISO 22674									
ARGELOY PARTIAL PLUS	-	-	900 - 950	CoCrPre, P	-	P2	K	-	-
ARGELOY PARTIAL EXTRA	-	-	900 - 950	CoCrPre, P	-	P2	K	-	-

Lote	Farbe	Au+Pt Gruppe Metalle	Legierungsanteile / Massenanteile in %											Arbeits- temp. °C	Rolle 5g	Stange 1,55g
			Au	Pt	Pd	Ag	Andere Metalle der Pt-Gruppe	Cu	Zn	Sn	In	Ga	Sonstige Metalle			
980	gelb	98,5	98,5	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	980	•	-
YPF	gelb	82,0	80,0	1,95	-	17,0	Ir(<1)	-	1,0	-	-	-	-	1060	•	•
870 PF	gelb	79,9	76,0	3,9	-	9,0	-	6,1	4,5	<1	-	-	-	870	•	•
PNP*	weiß	75,5	75,5	-	-	-	Ir(<1)	0,81	3,6	-	-	-	Ni (20,0)	950	•	-
690 PF	gelb	72,05	72,0	-	-	10,0	Ir(<1)	3,95	12,0	-	2,0	-	-	690	•	•
830 Y	gelb	65,0	65,0	-	-	14,0	-	15,6	4,4	1,0	-	-	-	835	•	•
1030 PF	gelb	64,6	64,0	0,54	-	34,8	Ir(<1)	-	-	-	<1	-	-	1030	•	•
960 PF	gelb	60,6	60,0	0,6	-	37,2	-	-	1,7	<1	-	-	-	960	•	-
810 PF	gelb	60,3	60,0	0,27	-	27,2	Ir(<1)	-	12,0	<1	-	-	-	835	•	-
750 Y	gelb	58,0	57,9	-	-	18,2	Ir(<1)	12,19	7,0	-	4,7	-	-	745	•	-
W	weiß	64,0	51,0	-	12,95	34,0	Ir(<1)	-	1,0	1,0	-	-	-	1110	•	-
LO	gelb	51,0	50,0	-	0,95	28,0	Ir(<1)	5,0	14,0	-	2,0	-	-	710	•	•
P	weiß	43,0	23,0	-	19,95	55,0	Ir(<1)	-	1,0	1,0	-	-	-	1140	•	-
750 W	weiß	2,6	-	-	2,6	64,3	-	25,7	7,4	-	-	-	-	730	•	-
STAHLGOLDLOT	hellgelb	45,0	42,0	-	3,0	24,4	Ir(<1)	16,5	4,0	-	7,0	-	Mn(3,0), Ru(<1)	750	-	•
CoCr Pre	weiß	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Co(62,5), Cr(25,0), Si(7,0), Fe (4,54), B(<1)	1200	-	•

* Lot PNP enthält Nickel

Schmelzpulver	offene Flamme		widerstandsbeheizt		Induktion	
Verwendung	Graphit	Keramik	Graphit	Keramik	Graphit	Keramik
Gold	-	Pulver	-	Pellet	Pulver	Pulver
Palladium	-	Pulver	-	Pellet	-	-
NEM / Modellguss	-	Pulver			-	-

Edelmetall-Recycling in eigener Scheideanstalt

Vertrauen Sie uns:

- Edelmetallanalyse führen wir mit hochmodernen und präzisen Geräten durch
- Die exakte Bestimmung der enthaltenen Feinmetalle Gold, Platin, Palladium und Silber erfolgt im flüssigen Zustand
- Analysen, Ergebnisse und Auszahlungen erbringen wir zuverlässig, transparent und schnellstmöglich

Mit einem Scan
zu **Argen.de**



Ihre ARGEN-Welt



Wir sind weltweit größter Hersteller von Edelmetall-Dentallegierungen.
Wir sind zertifiziert nach EN ISO 13485.

Dentallegierungen - Eigenproduktion - unsere Verantwortung