



Tägliche Reinigung

- Reinigung der Schiene möglichst vor & nach jedem Tragen
- Entfernen von Speichel und Rückständen mit warmen Wasser (Thermo Flex nicht heißer als 40°C) oder alkoholfreiem Reinigungsmittel
- Nutzen Sie die Zahnbürste und Zahngel (keine Zahnpasta mit Schleifmittel) oder Geschirrspülmittel
- Keine alkoholhaltigen Reiniger oder handelsübliche Prothesenreiniger verwenden

Haben Sie Fragen?

Wenden Sie sich vertrauensvoll an:

Labor:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.: