

## Argen Magic Scanspray – nach gezieltem Auftrag exakt scannen und sublimierend

Das Argen Magic Scanspray mattiert glänzende und transparente Oberflächen. Durch das gleichmäßige und gezielte Auftragen erfassen Laborscanner die Oberflächen einwandfrei und ermöglichen präzise Messdaten: hervorragend geeignet für transparente sowie reflektierende Teile und für Objekte mit starken Vertiefungen wie Primärteile.

Zahntechniker:innen tragen das Scanspray gleichmäßig auf. Die scanoptimiert mattierte Oberfläche verbleibt ca. zwanzig Minuten auf den zu scannenden Bereichen und verschwindet danach vollständig. Die Pigmentfreiheit

garantiert ein feines und gleichmäßiges Sprühbild. So werden die Oberflächen von Laborscannern mühelos und exakt erfasst. Aufgrund der vollständigen Sublimierung ist eine nachträgliche Reinigung der Oberflächen nicht zwingend erforderlich. Kurzum: Argen Dental liefert seinen Kunden ein Scanspray, das sublimierend ist und neben einer Qualitätsverbesserung zeitsparende Vorteile mit sich bringt.

Zu beziehen über den Online-Shop: [www.argen.de/shop](http://www.argen.de/shop), den ARGEN-Außendienst oder telefonisch unter: 02 11 / 35 59 65-0.

**ARGEN**<sup>®</sup>



Copyright by  
Not for Publication  
Quintessenz