

ArgenZ color HT Discs

Technische Daten

Zusammensetzung	ZrO ₂	90,95 %
	Y ₂ O ₃	4,5 – 6,0 %
	HfO ₂	≤5 %
	Al ₂ O ₃	0,5 %
Biegefestigkeit	> 1100 MPa Mittelwert	
Dichte	≥ 6,00 g/cm ³	
Typ/Klasse	Typ 11/Klasse 6	
WAK 25 – 500°C	10µn/m-°C	

Lieferformen

Disc/Größe	Stärke in mm				
ArgenZ color HT Discs	10	14	18	22	25
95	●	●	●	●	●
98	●	○	○	○	○
98 mit Schulter	○	●	●	●	●

Farbvarianten	A1	A2	A3	A3,5	A4	
	B2	B3	C2	C3	D2	D3