

# ArgenP Discs

Hergestellt im Einzelpressverfahren

## Technische Daten

<b>Material</b>	100 % PMMA (Polymethylmethacrylat)
<b>Biegefestigkeit</b>	≥ 50 MPa
<b>Vickershärte</b>	26,6 HV2
<b>e-Modul</b>	2771 MPa
<b>Wasseraufnahme</b>	≤ 40 µg/mm <sup>3</sup>

## Lieferformen

Disc/Größe/Farbe	Stärke in mm				
	14	16	18	20	25

### ArgenP color Discs A2; A3; A3,5; B1; C3

95	○	●	○	●	○
98 mit Schulter	●	○	●	●	●

### ArgenP clear Discs

95	○	●	○	●	○
98 mit Schulter	●	○	○	●	●

### ArgenP multi Discs

95 A2/A3	○	●	●	●	○
95 A3/A3,5	○	●	○	●	○
98 mit Schulter A2/A3	●	○	●	●	○
98 mit Schulter A3/A3,5	●	○	●	●	○