



Argen Dental lässt Kunststoffe erstrahlen

KlassePaste zum Polieren

Hygienisch – sauber – polieren! Klasse finden Zahntechniker die gleichnamige Polierpaste mit zwei Komponenten von Argen Dental. Genutzt wird die Polierpaste im Laboralltag für alle Kunststoffe sowie Kunststoffzähne und bringt den großen Vorteil der sauberen Bearbeitung – ohne Bimsstein. Zahntechniker nutzen die grüne KlasseBase zur trockenen Vorpolitur von Prothesenkunststoffen. Mit der rosafarbenen KlasseGlaze erfolgt der Hochglanz für die Versorgungen. Empfohlen wird für beide Polierpasten die Anwendung mit einer weichen Polierbürste bei geringem Druck und niedriger Drehzahl. Und auch die Politur am Arbeitsplatz mit dem Handstück wird ermöglicht.

Big Points:

- Hygienischer Ersatz für die Politur mit Bimsstein
- Beste Ergebnisse bei Verwendung von Ziegenhaarbürsten
- KlassePaste ist verwendbar für Kunststoffe, Komposite und Metallflächen
- Hochglänzende Oberflächen bei allen polierten Versorgungen

Die Bestellssets beinhalten bei:

- KlasseBase: zwei Stangen á 1200 g
- KlasseGlaze: eine Stange á 1200 g

Bestellungen beim Argen-Außendienst oder unter der Telefonnummer +49 211 355965-0.

Kontakt

Argen Dental GmbH
Fritz-Vomfelde-Str. 12
40547 Düsseldorf
Fon +49 211 355965-0
Fax +49 211 355965-19
www.argen.de
info@argen.de
facebook.com/ArgenDigital
instagram.com/ArgenDigital

Website

