

Nach gezieltem Auftrag **exakt scannen** – keine Reinigung nötig

# Argen Magic Scanspray

Das *Argen Magic Scanspray* mattiert glänzende und transparente Oberflächen. Durch das gleichmäßige und gezielte Auftragen erfassen Laborscanner die Oberflächen einwandfrei und ermöglichen präzise Messdaten: hervorragend geeignet für transparente sowie reflektierende Teile und für Objekte mit starken Vertiefungen wie Primärteile.

## Ganz einfach

Das Scanspray wird gleichmäßig aufgetragen. Die nun scanoptimiert mattierte Oberfläche verbleibt ca. zwanzig Minuten auf den zu scannenden Bereichen und verschwindet danach vollständig. Die Pigmentfreiheit garantiert ein feines und gleichmäßiges Sprühbild. So werden die Oberflächendaten von Laborscannern mühelos und exakt erfasst. Aufgrund der vollständigen Sublimierung ist eine nachträgliche Reinigung der Oberflächen nicht zwingend erforderlich. Damit wird auch Zeit im Dentallabor eingespart. Kurzum: Argen Dental liefert seinen Kunden ein Scanspray, das sublimierend ist und neben einer Qualitätsverbesserung auch zeitsparende Vorteile mit sich bringt.



Zu beziehen über den Online-Shop:  
[argen.de/shop](http://argen.de/shop)



**Besiegen** Sie das Schnarchproblem der **Patienten!**

**Werden Sie zum #Schlafhero!**



Abb. IST®classic

## Intraorale Schnarchtherapie-Geräte (IST®) nach Prof. Hinz:

- Die **Lösung** bei einer moderaten Schlafapnoe
- **hochwertige** Protrusionsschienen mit hohem Tragekomfort
- **grazil** gestaltet
- bieten eine große **Bewegungsfreiheit** des Unterkiefers

**4**hinz

1982 – 2022

[info@dr-hinz-dental.de](mailto:info@dr-hinz-dental.de)  
0 23 23 / 59 34 20