

Gezielt **sprayen** und exakt **scannen**



Das Argen Magic Scanspray mattiert glänzende und transparente Oberflächen. Durch das gleichmäßige und gezielte Auftragen erfassen Laborscanner die Oberflächen einwandfrei und ermöglichen präzise Messdaten: hervorragend geeignet für transparente sowie reflektierende Teile und für Objekte mit starken Vertiefungen wie Primärteile.

Ganz einfach: Zahntechniker:innen tragen das Scanspray gleichmäßig auf. Die nun scanoptimiert mattierte Oberfläche verbleibt zirka 20 Minu-

ten auf den zu scannenden Bereichen und verschwindet danach vollständig. Die Pigmentfreiheit garantiert ein feines und gleichmäßiges Sprühbild. So werden die Oberflächendaten von Laborscannern mühelos und exakt erfasst. Aufgrund der vollständigen Sublimierung ist eine nachträgliche Reinigung der Oberflächen nicht zwingend erforderlich. Damit spart das Dentallabor wertvolle Zeit ein. ■

🌐 www.argen.de/shop