

Digitale Modellgussversorgungen mit dem Laser-Cusingverfahren

Modellguss – leicht gemacht

Mit dem Laser-Cusingverfahren realisiert Argen Dental ab sofort filigrane optisch ansprechende Modellguss-Versorgungen aus Kobalt-Chrom (CoCr). Digitaler Modellguss wird für Ober- und Unterkiefer mit einer optimalen Passung, unabhängig von der Anzahl der Klammern, gefertigt. Die Modellguss-Gerüste werden sowohl mit Halteelementen in Form von Klammern, Gaumenplatten, Sublingualbügeln und transversalen Bändern hergestellt. Auf Wunsch liefert Argen Dental die Gerüste auch fertig poliert aus.

Big Points für Sie:

- Filigrane Konstruktionen im Laser-Cusingverfahren
- Auslieferung im verschliffenen und sandgestrahlten Zustand

- Optional – Auslieferung der Gerüste im fertig polierten Zustand
- Homogene Gefüge bei den Klammern
- Bei Datenanlieferung bis 12.00 Uhr an www.argen-digital.de erfolgt der Versand nach 3 Arbeitstagen

Bei Erstbestellungen ist der Argen-Support unter der Service-Nummer 0211 355 965 111 gern unterstützend tätig.

www.argen-digital.de

