


Seitenzähne 28°



Verwendung und Eigenschaften

- Hergestellt in 16 Farben
- Leicht kombinierbar mit Composites und Metallkeramik
- Ausgezeichnete physikalische und optische Eigenschaften

Im Bereich partieller und totaler Kunststoffprothesen, Immediat- und Interimsprothesen den Regeln balancierter Okklusionskonzepte und mechanischer Zahn-Gelenkführung folgend.

Klassische Oberkiefer-Frontzahnformen, oval, dreieckig und quadratisch mit ästhetisch und funktionell darauf abgestimmten Unterkiefer-Front- und -Seitenzähnen.

Die wachsfreie Befestigung der Zähne auf den Bretchen verhindert die lästige Wachsentfernung und das Verkleben der Bohrer.

- Verbesserte Verschleißfestigkeit
- Ausgezeichnete Farbtonstabilität
- Minimale Wasserabsorption
- Äußerst niedrige Plaqueanlagerung
- Hervorragende Lösemittelbeständigkeit

03-2025 Die hier erwähnten Produkt- und Dienstnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber und der ARGEN Dental GmbH.

Formenkarte


INKAteeth




einzigartig – wachsfreie Befestigung – gewinnbringend

einzigartig – wachsfreie Befestigung – gewinnbringend


Quadratisch



Dreieckig




Dreieckig




Oval



Untere Frontzähne



Quadratisch Dreieckig Oval



Untere Frontzähne



Oberkiefer	Unterkiefer	Seitenzähne
S2	L2, L3, L4	30, 32
S3	L2, L3, L4, L6	30, 32
S4	L6, L7	34
S5	L2, L4, L6	34
T1	L1, L3	30
T3	L2, L4, L6	32, 34
T4	L2, T3, L4, L6	34
T5	L5, L7	34
T6	L5, L7	32, 43
T7	L5, L7	32, 34
T9	L5, L8, L11	34
T11	L8, L11	34, 36
T12	L14	34, 36
O5	L5, L7	32, 34
O8	L14	34, 36

Lieferformen

- 16 A-D-Farbtöne
- 15 Oberkiefer-Frontzahnformen
- 10 Unterkiefer-Frontzahnformen
- 4 Seitenzahnformen je Kiefer